

# np GREEN SWAB

A N A L Y S E . V E R I F Y .

---





**CE IVD** Wattestäbchen  
Swab

**CE 2797** Röhrchen mit Medium  
Tube with medium

- **Transportsystem mit Flüssigmedium**  
Transport system with liquid medium
- **Für den Transport von Viren**  
For transport of viruses
- **Virus neutralisierend**  
Virus neutralizing



REF	MAT					
+ 09-570-0010	PP/PE	Ø 17,6 x 89 mm tube Ø 2,5 x 150 mm swab	1	50	400	10 ml Röhrchen mit 3 ml LTM-n Transportmedium + 1 Tupfer 09-812-8070 / 10 ml tube with 3 ml LTM-n transport medium + 1 swab item 09-812-8070 <b>STERILE R</b>
+ 09-570-0020	PP/PE	Ø 17,6 x 89 mm tube Ø 2,5 x 150 mm swab	1	50	400	10 ml Röhrchen mit 3 ml LTM-n Transportmedium + 1 Tupfer 09-812-8071 / 10 ml tube with 3 ml LTM-n transport medium + 1 swab item 09-812-8071 <b>STERILE R</b>
+ 09-570-0030	PP/PE	Ø 17,6 x 89 mm tube Ø 2,5 x 150 mm swab	1	50	400	10 ml Röhrchen mit 3 ml LTM-n Transportmedium + 1 Tupfer 09-812-8070 und 1 Tupfer 09-812-8071 / 10 ml tube with 3 ml LTM-n transport medium + 1 swab item 09-812-8070 + 1 swab 09-812-8071 <b>STERILE R</b>
+ 09-812-8070	ABS/ Nylon	Ø 2,5 x 150 mm	1	100	1.200	Beflockter Tupfer, Sollbruchstelle bei 30 & 80mm, Einzel-Peelpack / flocked swab, breakpoint at 30 & 80mm, single peelpack <b>STERILE R</b>
+ 09-812-8071	ABS/ Nylon	Ø 2,5 x 150 mm	1	100	1.200	Beflockter Tupfer, Sollbruchstelle bei 80mm, Einzel-Peelpack / flocked swab, breakpoint at 80mm, single peelpack <b>STERILE R</b>

nerbe plus GmbH & Co. KG | Porschestraße 25 | 21423 Winsen/Luhe | Germany  
Tel: +49 (0)4171 7849 0 | Fax: +49 (0)4171 645 45 | E-Mail: info@nerbe-plus.de | Web: www.nerbe-plus.de